



Produktauptakte Legierungsdatenblatt

QM-Dok.: PHAADT-LotC760

Seite 1 von 1

Änderungsstand.: 6

Änderungsdatum: 20.03.2023



Aurum Dental Trading GmbH • Stresemannstr. 26 • D-40210 • Tel. +49 211 9543 2000 • www.adt-dental-shop.de.

Legierung: **ADT-Lot C 760**

Kurzbezeichnung: **ADT-Lot C 760**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot ●
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen ●
	Verbindungslot Gusslegierungen ●
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	73,20
(Massenanteile in %)	Pt	1,80
	Ag	10,60
	Cu	3,00
	Zn	11,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	750
	Schmelzintervall in °C	710 – 760

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.