



Produkthauptakte Legierungsdatenblatt

QM-Dok.: PHAADT-LotSTG 930

Seite 1 von 1

Änderungsstand.: 7

Änderungsdatum: 20.03.2023



Aurum Dental Trading GmbH • Stresemannstr. 26 • D-40210 • Tel. +49 211 9543 2000 • www.adt-dental-shop.de

Legierung: **ADT-Lot STG 930**

Kurzbezeichnung: **ADT-Lot STG 930**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	weiß

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Verbindungslot Gusslegierungen
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen •

Zusammensetzung:	Au	79,80
(Massenanteile in %)	Ni	15,80
	Zn	4,40

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	930
	Schmelzintervall in °C	880 – 930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.



ACHTUNG: Produkt enthält Nickel. Sollte bei bekannter Nিকেlempfindlichkeit nicht angewendet werden.